

HILOTHERM®

ChemoCare®

Die gradgenaue Prophylaxe.

HILOTHERAPY®

**Chemotherapie-induzierte
Alopezie / Haarausfall (CIA)
vermeiden oder sichtbar reduzieren**



HILOTHERM®

Stand: 2022-03

Die Prophylaxe für Lebensqualität.

Das Problem:

Diagnose Krebs und Chemotherapie.

Die Chemotherapie hilft heilen - verursacht aber auch Nebenwirkungen. Viele Chemotherapeutika führen zu einer Schädigung der Haarfollikel und zu einem sichtbaren Haarausfall (Alopezie).

Du siehst dich jeden Tag im Spiegel und fühlst dich kränker als du es ohnehin schon bist.

Die Folgen:

- Haarausfall - die meistgefürchtete Nebenwirkung
- die Krankheit wird offensichtlich
- Beeinträchtigung des Körper- und Selbstwertgefühls
- Seelische Belastung
- Verminderung der Lebensqualität

Jetzt fühle ich mich richtig krank.
Jetzt habe ich Krebs.

Hand auf's Herz.
Das Gedankenkarussell lässt einen kaum noch los.

Jeder weiß Bescheid,
jeder sieht dir deine Erkrankung an.



Die Lösung:

HILOTHERAPY®

Die gradgenaue Prophylaxe.

Die kontrollierte Kopfhautkühlung
als einzige Möglichkeit zur
Bekämpfung des Haarausfalls.

Das Gerät:

HILOTHERM ChemoCare® System CIA

- + Sensorgesteuertes, kompaktes und tragbares Kühlsystem
- + mit größenverstellbarer Kopfhaut
- + kontinuierliche Kühlung



Wirkungsweise:

- Durch die kontinuierliche Kühlung wird die Kopfhaut auf 19-20°C herab gekühlt.
- Die Kühlung bewirkt eine Verengung der Blutgefäße an den Haarwurzeln und reduziert so deren Durchblutung.
- Weniger Chemotherapiesubstanz gelangt in die Haarfollikel. Diese werden geschont.
- + Die Folge: sichtbare Reduktion des Haarausfalls.



Die praktische Durchführung:

Die Kopfhautkühlung erfolgt am Tag der Chemotherapiebehandlung. Vor, während und nach der Chemotherapie.


Wichtig bei der Anwendung:

- Haare anfeuchten und etwas Conditioner auftragen
- auf guten Sitz der Kopfhaube achten
- die Dauer der Kühlzeiten richtet sich nach den Chemotherapiesubstanzen
- das Einhalten der Kühlzeiten ist essentiell entscheidend für den Behandlungserfolg

HILOTHERM ChemoCare® CIA
Die gradgenaue Prophylaxe.



Hand auf's Herz:
Sie würden auch versuchen,
alles zu tun, um die Neben-
wirkungen einer Chemotherapie
gering zu halten.



Auch bei HILOTHERM®

HILOTHERM Chemo Care® CIPN

Die gradgenaue Prophylaxe
zur Vermeidung von
Polyneuropathie/Nervenschäden
und des Hand-Fuß-Syndroms



HILOTHERM®

Hilotherm GmbH

Wittumweg 38 | D - 88260 Argenbühl-Eisenharz

Tel.: 0 75 66 / 9 11 99 | Fax: 0 75 66 / 9 41 51 16

info@hilotherm.com | www.hilotherm.com

Folgen Sie uns auf Social Media



Stand: 2022-03

Die Prophylaxe für Lebensqualität.